

ESTACIÓN PANEL DS 011



MASCARA DE RCP

Un dispositivo destinado al uso de reanimación cardio pulmonar, se requiere entrenamiento para el uso de este equipo.



TORNIQUETE TÁCTICO TIPO CAT

Dispositivo aplicable para contención de hemorragias presentes en las extremidades inferiores y superiores. Permite colocar la hora que es aplicado el torniquete y cuenta con una varilla tipo molinete para ejercer la presión correcta.

CORREAJE DE TIPO SPYDER

Estas correas están diseñadas para sujetar al paciente de la tabla en forma segura y cómoda. Cuenta con 5 colores de cinta para una rápida implementación.



CAMILLA TIPO CANASTILLA

Diseñadas para el traslado de pacientes en lugares con difícil acceso. Requiere un entrenamiento constante para su uso.

FÉRULA ESPINAL LARGA

Este tipo de férula espinal inmoviliza todo el cuerpo y sirve para trasladar al paciente de forma segura es fabricado de polipropileno.



LAVAJOS PORTÁTIL DE 36 LTS

Empleado con el fin de proteger los ojos en caso de estar expuestos a materiales o sustancias peligrosas.

Maletín de Abordaje Implementado



Contenido

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1 Maletín de 56 x 40 x 20 cm | 6 Gasas Jelonet |
| 2 Guantes quirúrgicos | 1 Tijera de paramédico |
| 2 Almohadilla de 32" | 1 Instructivo de P.A |
| 1 Rollo de esparadrapo | 1 Yodo povidona de 120 ml |
| 2 Vendas elasticas de 2" x 5 yds | 1 Agua oxigenada de 120 ml |
| 2 Vendas elasticas de 3" x 5 yds | 1 Alcohol de 250 ml |
| 2 Vendas elasticas de 4" x 5 yds | 5 Gasas estériles de 10 x 10 |
| 2 Vendas elasticas de 5" x 5 yds | 8 Apósito de 10 x 10 cm |
| 2 Vendas elasticas de 8" x 5 yds | 1 Algodón de 100 gr |
| 1 Venda triangular | 2 Frascos de colirio 8 ml |
| 10 Paletas bajalengua | 1 Pinza |
| 10 Curitas | 1 Manta térmica |
| 1 Cloruro de sodio 1Lt | |



INMOVILIZADOR DE CABEZA

Es una solución rápida para la inmovilización de la cabeza cuando se sospecha de una lesión en la columna vertebral

JUEGO DE FÉRULAS RÍGIDAS PARA EXTREMIDADES

Están diseñadas para sujetar y mantener inmóvil los huesos y articulaciones mientras se realiza el traslado de la persona lesionada.



ESTABILIZADOR CERVICAL REGULABLE

Se trata de una ortesis, la cual colocamos en el cuello con el objetivo de inmovilizar y mantener estable las vértebras cervicales